



Varenummer 490252



## Handskestativ, ABENA Flexi rack, sølv, rustfrit stål, til 2 æsker

- ✓ Kan indeholde 1 dispenser
- ✓ rustfrit stål

### Produktbeskrivelse

Fleksibelt stativ til dispenser med justerbare arme. Passer til handskeæsker, ansigtsservietter, forklæder i dispenser mm.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Varemærke	ABENA
Vareserie	Flexi rack
Farve	Sølv
Features	Til 2 æsker
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	10 cm
Bredde	260 mm
Højde	414 mm
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	25 stk	75 cm	29 cm	26.5 cm	5703538271106
stk	1 stk				5703538271090