



Varenummer 490253



Handskestativ, ABENA Flexi rack, sølv, rustfrit stål, til 3 æsker

- ✓ Kan indeholde 1 dispenser
- ✓ rustfrit stål

Produktbeskrivelse

Fleksibelt stativ til dispensere med justerbare arme. Passer til handskeæsker, ansigtsservietter, forklæder i dispensere mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Varemærke	ABENA
Vareserie	Flexi rack
Farve	Sølv
Features	Til 3 æsker
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	10 cm
Bredde	260 mm
Højde	630 mm
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	75 cm	27.2 cm	29.6 cm	5703538271137