



Produktdatablad

Væggholder til 3 æsker, metal

Varenummer: 490253



Varedeklaration

Forpakning: 10 Stk pr. Kolli, 21 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Handskestativ. Varemærke: ABENA. Vareserie: Flexi rack. Materiale: rustfrit stål. Features: til 3 æsker, justerbar. Engangs/flergangs: flergangs. Længde/dybde: 12,5 cm. Bredde: 260 mm. Højde: 630 mm. Vaskeanvisninger: Kan autoklaveres. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Fleksibelt stativ til dispensere med justerbare arme. Stativet er væghængt, så du sparer plads og kan placere dispenserne i den optimale højde. Stativet passer til mange forskellige æsker og dispensere, herunder blandt andet handskeæsker, ansigtsservietter, papirtørklæder og forklæder i dispensere. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.