



Varenummer 490254



Handskestativ, ABENA Flexi rack, 12,5cm x 260x830mm, sølv, rustfrit stål, til 4 æsker, justerbar

- ✓ Fleksibelt stativ med justerbare arme
- ✓ Væghængt stativ, så alt er inden for rækkevidde og der spares på gulvplads

Produktbeskrivelse

Fleksibelt stativ til dispensere med justerbare arme. Stativet er væghængt, så du sparer plads og kan placere dispenserne i den optimale højde. Stativet passer til mange forskellige æsker og dispensere, herunder blandt andet handskeæsker, ansigtsservietter, papirtørklæder og forklæder i dispensere.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Varemærke	ABENA
Vareserie	Flexi rack
Farve	Sølv
Features	Til 4 æsker, justerbar
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	12.5 cm
Bredde	260 mm
Højde	830 mm
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	89.3 cm	36 cm	19 cm	5703538311918
stk	1 stk				5703538311901

