


ABENA®

Produktdatablad

Alt-mulig-klud, 38x38cm, gul, perforeret

Varenummer : 4961
Version : 03
Varegruppe : Universalklude
Forpakninger : 100 stk = 1 kolti
40 kolti = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Alt-mulig-klud

Farve: gul

Ingredienser / sammensætning: 85% viskose, 15% polypropylen

Features: perforeret

Længde/dybde: 38 cm

Bredde: 38 cm

Tykkelse: 140 g/m²

Vægt, netto: 22 g

Certifikater: OEKO-TEX

Produktbeskrivelse: Det høje indhold af viskose giver kluden en god sugeevne. Kluden er kalandreret, hvilket giver mere styrke og længere levetid ved vask. Perforeringen giver kluden en god opsamlingssevne. Det gør ligeledes kluden mere hygiejnisk, da de små huller gør det nemmere at skylle skidt og snavs ud af kluden igen.

Vaskeanvisninger: Kan vaskes ved 90°C, men 60°C anbefales. Kan krympe op til 20%.

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.