

Varenummer 4962

## Alt-mulig-klud, 38x38cm, rød, perforeret

- ✓ Højt indhold af viskose
- ✓ God sugsevne
- ✓ Kalandreret
- ✓ God styrke
- ✓ Længere levetid
- ✓ God opsamlingsevne
- ✓ Hygiejnisk



### Produktbeskrivelse

Det høje indhold af viskose giver kluden en god sugsevne, hvilket gør den velegnet til brug i køkkenet. Kluden er kalandreret, hvilket giver mere styrke og længere levetid ved vask. Perforeringen giver kluden en god opsamlingsevne. Det gør ligeledes kluden mere hygiejnisk, da de små huller gør det nemmere at skylle skidt og snavs ud af kluden igen.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Alt-mulig-klud
Farve	Rød
Features	Perforeret
Ingredienser/sammensætning	85% viskose, 15% polypropylen
Længde/dybde	38 cm
Bredde	38 cm
Vægt, netto	22 g
Tykkelse	140 g/m <sup>2</sup>
Certifikater	OEKO-TEX
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved 90°C, men 60°C anbefales. Kan krympe op til 20%.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	59 cm	20 cm	20.5 cm	5703538084188
stk	1 stk				5703538084164



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet bruges til  
rengøring af køkkener.



Produktet kan bruges under  
fugtige forhold.



Produktet kan bruges under  
våde forhold.