

Varenummer 4964

Alt-mulig-klud, 38x38cm, rød, perforeret

- ✓ Højt indhold af viskose
- ✓ God sugsevne
- ✓ Kalandreret
- ✓ God styrke
- ✓ Længere levetid
- ✓ God opsamlingsevne
- ✓ Hygiejnisk



Produktbeskrivelse

Det høje indhold af viskose giver kluden en god sugsevne, hvilket gør den velegnet til brug i køkkenet. Kluden er kalandreret, hvilket giver mere styrke og længere levetid ved vask. Perforeringen giver kluden en god opsamlingsevne. Det gør ligeledes kluden mere hygiejnisk, da de små huller gør det nemmere at skylle skidt og snavs ud af kluden igen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Alt-mulig-klud
Farve	Rød
Features	Perforeret
Ingredienser/sammensætning	85% viskose, 15% polypropylen
Længde/dybde	38 cm
Bredde	38 cm
Vægt, netto	22 g
Tykkelse	140 g/m ²
Certifikater	OEKO-TEX
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved 90°C, men 60°C anbefales. Kan krympe op til 20%.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	400 stk	55 cm	39 cm	51 cm	5703538000010
pk	20 stk	0 cm	0 cm	0 cm	5703538391125



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet bruges til
rengøring af køkkener.



WET

Produktet kan bruges under
våde forhold.



MOIST

Produktet kan bruges under
fugtige forhold.