

Varenummer 501099

Glas, snapseglass, 2 cl, klar



Produktbeskrivelse

Bægeret anvendes til dosering og udbringning af medicin.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Glas, snapseglass
Farve	Klar
Ingredienser/sammensætning	99,2% Polypropylen, 0,8% Masterbatch
Rumindhold, brutto	2 cl
Tykkelse	0,3 mm
Certifikater	Til fødevarer
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	89/109/EEC, FDA-godkendt, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Holdbarhed	2 år
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Temperaturlolerance	Tåler temperaturer fra -20 grader til +120 grader. Kan anvendes i mikrobølgeovn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 pk	39 cm	20 cm	37 cm	7340077903310
pk	75 stk	4.5 cm	4.5 cm	36 cm	



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.