



Varenummer 5060

Drikkekrus, 22,5 cl, PP, med graduering, naturel

- ✓ Nemt at måle indhold
- ✓ Stabilt krus

Produktbeskrivelse

Anvendes som drikkekrus eller spyttekrus. Kan kombineres med tætsiddende eller løstsiddende låg, samt låg med tud. Kan endvidere kombineres med holder med hank. Markering for hver 25 ml.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Drikkekrus
Features	Med graduering, naturel
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP
Rumindhold, brutto	22.5 cl
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) nr. 1935/2004
Temperaturtolerance	Tåler temperaturer fra 5-90 grader. Tåler mikrobølgeovn. Tåler ikke fryser.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	60 cm	40.5 cm	36 cm	5703538162435
pk	25 stk	36 cm	8 cm	8 cm	5703538162428
stk	1 stk				5703538162411