



Varenummer 5061

Spyttekrus, Ø7cm, 225 ml, hvid, PP

✓ Flergangs krus



Produktbeskrivelse

Anvendes til opbevaring af forskellige væsker - eks. Dansk Vand ifm mundpleje. Kan endvidere anvendes som spyttekrus.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Spyttekrus
Farve	Hvid
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP
Diameter	7 cm
Rumindhold, brutto	225 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer fra køl op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 70°C og hot-fill.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer fra køl op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 70°C og hot-fill.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	60 cm	40 cm	36 cm	5703538162473
pk	25 stk	35 cm	7 cm	7 cm	5703538162466
stk	1 stk				5703538162459



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.