



Varenummer 5070

Protesebæger, Ø9,6cm, 280 ml, hvid



Produktbeskrivelse

Opbevaring af madvarer eller som protesebæger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Protesebæger
Farve	Hvid
Materiale	PP
Diameter	9.6 cm
Rumindhold, brutto	280 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	90/128/ECC, FDA-godkendt
Holdbarhed	Ubegrænset
Temperaturlolerance	Temperatur: -18 til +130 gr. - tåler mikrobølgeovn
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	992 stk	78.5 cm	40.5 cm	45 cm	5703538081835
stk	1 stk				5703538081811



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.