



Varenummer 5070

## Protesebæger, 5,5cm, Ø9,6cm, hvid

- ✓ Praktisk
- ✓ Tæt lukning



### Produktbeskrivelse

Opbevaring af madvarer eller som protesebæger.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Protesebæger
Farve	Hvid
Materiale	PP
Højde	5.5 cm
Diameter	9.6 cm
Rumindhold, brutto	280 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Holdbarhed	Ubegrænset
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 70C og hot-fill.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 70°C og hot-fill.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	992 stk	78.5 cm	40.5 cm	45 cm	5703538081835
stk	1 stk				5703538081811



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.