



Varenummer 5070

Protesebæger, 5,5cm, Ø9,6cm, hvid



Produktbeskrivelse

Opbevaring af madvarer eller som protesebæger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Protesebæger
Farve	Hvid
Materiale	PP
Højde	5.5 cm
Diameter	9.6 cm
Rumindhold, brutto	280 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Holdbarhed	Ubegrænset
Temperaturlolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 70C og hot-fill.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 70°C og hot-fill.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	992 stk	78.5 cm	40.5 cm	45 cm	5703538081835
stk	1 stk				5703538081811



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.