



Varenummer 5075

## Låg, Ø9,6cm, til protesebæger

- ✓ Låg til protesebæger
- ✓ Slutter tæt om bægeret



### Produktbeskrivelse

Låget kan anvendes til varenr. 5070

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Features	Til protesebæger
Materiale	PP
Diameter	9.6 cm
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2760 stk	59 cm	40 cm	35.5 cm	5703538040290
stk	1 stk				5703538040276



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.