

Varenummer 5075



Låg, Ø9,6cm, til protesebæger

- ✓ Låg til protesebæger
- ✓ Slutter tæt om bægeret



Produktbeskrivelse

Låget kan anvendes til varenr. 5070

Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Features	Til protesebæger
Materiale	PP
Diameter	9.6 cm
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2760 stk	59 cm	40 cm	35.5 cm	5703538040290
stk	1 stk				5703538040276



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.