



Varenummer 5079

Portionsbæger, 5,8cm, Ø9,5cm, 200 ml,
235 ml, natur, PS

✓ Kraftig kvalitet



Produktbeskrivelse

Portionsbægere er meget velegnede til at servere smagsprøver eller små portioner i, og fås i mange forskellige størrelser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Portionsbæger
Sekundær farve	Natur
Materiale	PS
Højde	5.8 cm
Diameter	9.5 cm
Vægt, netto	7 g
Vægt, brutto	7 g
Rumindhold, netto	200 ml
Rumindhold, brutto	235 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	10/2011/EU, 1935/2004/EU, 2023/2006/EC, BEK 681 25.05.2020
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur op til +40°C i ubestemt tid, og op til +70°C i max 2 timer.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	800 stk	39.5 cm	39 cm	49.5 cm	27316089010074
pk	50 stk	9.5 cm	9.5 cm	45 cm	
stk	1 stk				7316089010070



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast,
der også kaldes PS.