



Varenummer 5080

## Protesebæger, 5,8cm, Ø9,5cm, 200 ml, 235 ml, hvid, PS

✓ Kraftig kvalitet



### Produktbeskrivelse

ABENAs plastbæger i hårdt og robust plast kan anvendes til en lang række formål. Bægeret er ideelt til portionsanretning af salater og andre kolde og varme retter samt til opbevaring af fødevarer i catering- og restaurationsbranchen samt i kantiner og industrikøkkener. Plastbægeret er også en praktisk og efterspurgt løsning i sundhedssektoren og private hjem, hvor det blandt andet kan bruges som protesebæger. Det er blot nogle få eksempler på plastbægerets mange anvendelsesmuligheder.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Protesebæger
Farve	Hvid
Materiale	PS
Højde	5.8 cm
Diameter	9.5 cm
Rumindhold, netto	200 ml
Rumindhold, brutto	235 ml
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn eller mikrobølgeovn.
Anvendelsestemperatur	-10°C - +90°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	800 stk	39.5 cm	39.5 cm	50 cm	27316089009979
pk	50 stk				7316089009975
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.