



Varenummer 5080

Protesebæger, 5,8cm, Ø9,5cm, 200 ml,
235 ml, hvid, PS

✓ Kraftig kvalitet



Produktbeskrivelse

ABENAs plastbæger i hårdt og robust plast kan anvendes til en lang række formål. Bægeret er ideelt til portionsanretning af salater og andre kolde og varme retter samt til opbevaring af fødevarer i catering- og restaurationsbranchen samt i kantiner og industrikøkkener. Plastbægeret er også en praktisk og efterspurgt løsning i sundhedssektoren og private hjem, hvor det blandt andet kan bruges som protesebæger. Det er blot nogle få eksempler på plastbægerets mange anvendelsesmuligheder.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Protesebæger
Farve	Hvid
Materiale	PS
Højde	5.8 cm
Diameter	9.5 cm
Rumindhold, netto	200 ml
Rumindhold, brutto	235 ml
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	800 stk	39.5 cm	39.5 cm	50 cm	27316089009979
pk	50 stk				7316089009975
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast,
der også kaldes PS.