



Produktdatablad

Protesebæger, 5,8cm, Ø9,5cm, 200 ml, 235 ml, hvid, PS

Varenummer: 5080



Varedeklaration

Forpakning: 50 Stk pr. Pakke, 16 Pakke pr. Kolli, 12 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Protesebæger

Produktbeskrivelse: Plastbægre er meget velegnede til at opbevare diverse genstande, såsom proteser.

Farve: hvid

Materiale: PS

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Højde: 5,8cm

Diameter: 9,5cm

Rumindhold, netto: 200ml

Rumindhold, brutto: 235ml

Certifikater: Til fødevarer

Direktiver, lovgivning og regler: 1935/2004/EU Tilhørende varer: 5085, 508503