



Produktdatablad

Låg til protesebæger, Ø9,5 cm., klar, RPET

Varenummer: 5085



Varedeklaration

Forpakning: 50 Stk pr. Pakke, 16 Pakke pr. Kolli, 24 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Låg. Materiale: RPET. Antal lag: 3-lags. Features: til bæger. Diameter: 9,5 cm. Certifikater: Til fødevarer. Anvendelsestemperatur: -20°C - +70°C. Direktiver, lovgivning og regler: (EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020. Produktbeskrivelse: Fuldend bægeret med et låg så indholdet kan beskyttes og bægerne bedre kan stables. Den smarte snap-on funktion gør det nemt at montere låget. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes i almindelig ovn. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 5080