



Produktdatablad

Dressingbæger, PS, rund, 200 ml, klar

Varenummer: 5160



Varedeklaration

Forpakning: 50 Stk pr. Pakke, 16 Pakke pr. Kolli, 18 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Portionsbæger. Materiale: PS. Antal lag: 1-lags. Vægt, netto: 5,5 g. Vægt, brutto: 5,5 g. Diameter: 9,5 cm. Rumindhold, netto: 200 ml. Rumindhold, brutto: 200 ml. Certifikater: Til fødevarer. Anvendelsestemperatur: -10°C - +90°C. Direktiver, lovgivning og regler: BEK nr 681 af 25/05/2020. Produktbeskrivelse: Portionsbægere er meget velegnede til at servere smagsprøver eller små portioner i og fås i forskellige størrelser. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes i almindelig ovn eller mikrobølgeovn. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 5085