



Varenummer 5180

Plastbakke, 10,8x8,1x2,5cm, 125 ml, klar, PP

- ✓ Eget til fryser
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer



Produktbeskrivelse

Bægerserie i fem forskellige størrelser egnet til pakning af tilbehør som salater, dressinger m.m.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Klar
Materiale	PP
Længde/dybde	10.8 cm
Bredde	8.1 cm
Højde	2.5 cm
Rumindhold, brutto	125 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 70oC og hot-fill.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	41.3 cm	37.2 cm	22.8 cm	5703538494659
pk	100 stk				5703538496899



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.



Produktet kan bruges i
mikrobølgeovnen.



Polypropylen er en type plast.

