



Varenummer 5181

Plastbakke, 10,8x8,1x4,5cm, 200 ml, klar, PP, 200

- ✓ Eget til fryser
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer



Produktbeskrivelse

Bægerserie i fem forskellige størrelser egnet til pakning af tilbehør som salater, dressinger m.m.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Klar
Materiale	PP
Længde/dybde	10.8 cm
Bredde	8.1 cm
Højde	4.5 cm
Rumindhold, brutto	200 ml
Volumen af rum	200
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	41.6 cm	37 cm	23 cm	5703538494697
pk	100 stk	41.1 cm	36.1 cm	22 cm	5703538496905
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Produktet er frysesikkert.



Produktet kan bruges i
mikrobølgeovnen.



Polypropylen er en type plast.