



Varenummer 5181

## Plastbakke, 10,5x8x4,3cm, 200 ml, 200 ml, klar, PP

- ✓ Eget til fryser
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer



### Produktbeskrivelse

Bægerserie i 5 størrelser egnet til pakning af tilbehør som salater, dressinger m.m.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Klar
Materiale	PP
Længde/dybde	10.5 cm
Bredde	8 cm
Højde	4.3 cm
Rumindhold, netto	200 ml
Rumindhold, brutto	200 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	10/2011/EU, 1935/2004/EU, 2023/2006/EC, BEK 681 25.05.2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	39 cm	39 cm	24 cm	4031222503006
pk	100 stk	39 cm	10 cm	8 cm	
stk	1 stk				4031222503105



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.



Produktet kan bruges i  
mikrobølgeovnen.



Polypropylen er en type plast.