



Varenummer 5182

## Plastbakke, 10,8x8,1x5,3cm, 250 ml, klar, PP

- ✓ Eget til fryser
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer



### Produktbeskrivelse

Bægerserie i fem forskellige størrelser egnet til pakning af tilbehør som salater, dressinger m.m.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Klar
Materiale	PP
Længde/dybde	10.8 cm
Bredde	8.1 cm
Højde	5.3 cm
Rumindhold, brutto	250 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 70oC og hot-fill.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 pk	42.1 cm	37 cm	23.2 cm	5703538494666
pk	100 stk	41.1 cm	36.1 cm	22.1 cm	5703538496912



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.



Produktet kan bruges i  
mikrobølgeovnen.



Polypropylen er en type plast.

