



Varenummer 5183

Plastbakke, 10,5x8x6cm, 300 ml, klar, PP

- ✓ Eget til fryser
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer



Produktbeskrivelse

Bægerserie i 5 størrelser egnet til pakning af koldt tilbehør som salater, dressinger m.m.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Klar
Materiale	PP
Længde/dybde	10.5 cm
Bredde	8 cm
Højde	6 cm
Rumindhold, netto	300 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	10/2011/EU, 1935/2004/EU, 2023/2006/EC, BEK 681 25.05.2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	39.5 cm	30.5 cm	49.5 cm	5703538167355
pk	100 stk	16 cm	11 cm	36 cm	5703538167348
stk	1 stk				4031222506106



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.



Produktet kan bruges i
mikrobølgeovnen.



Polypropylen er en type plast.