



Varenummer 5207

## OPP-pose, 2 l, klar, BOPP/virgin, 20x25cm, uperforeret

- ✓ Uperforeret
- ✓ Velegnet til alle typer fødevarer



### Produktbeskrivelse

Velegnet som emballage til fødevarer, såsom sandwich, kødpålæg og frugt.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	OPP-pose
Farve	Klar
Features	20x25cm, uperforeret
Materiale	BOPP, virgin
Længde/dybde	25 cm
Bredde	20 cm
Rumindhold, netto	2 l
Tykkelse	20 micron
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8 pk	42.3 cm	31.3 cm	9.8 cm	5703538168314
pk	250 stk	29.5 cm	20.5 cm	0.5 cm	5703538168307
stk	0.004 pk				5703538168291



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.