



Varenummer 5207

OPP-pose, 20x25cm, 2 l, klar, BOPP/virgin, uperforeret

- ✓ Uperforeret
- ✓ Velegnet til alle typer fødevarer



Produktbeskrivelse

Velegnet som emballage til fødevarer, såsom sandwich, kødpålæg og frugt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	OPP-pose
Farve	Klar
Features	Uperforeret
Materiale	BOPP, virgin
Længde/dybde	25 cm
Bredde	20 cm
Rumindhold, netto	2 l
Tykkelse	20 micron
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006, (EF) Nr. 2024/3190, (EF) Nr. 2025/40
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 pk	42.3 cm	31.3 cm	9.8 cm	5061004230010
pk	250 stk	29.5 cm	20.5 cm	0.5 cm	5703538168307
stk	0.004 pk				5703538168291



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.