



Varenummer 5220

Plastbakke, 10x5x2,5cm, 75 ml, 75 ml, hvid, PS, 3-rums

✓ Praktisk



Produktbeskrivelse

Hvid plastbakke perfekt til dip.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Hvid
Materiale	PS
Længde/dybde	10 cm
Bredde	5 cm
Højde	2.5 cm
Vægt, netto	2.6 g
Vægt, brutto	2.5 g
Rumindhold, netto	75 ml
Rumindhold, brutto	75 ml
Antal rum	3-rums
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	10/2011/EU, 1935/2004/EU, 2023/2006/EC, BEK 681 25.05.2020
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2000 stk	65 cm	21 cm	21 cm	5703538007736
pk	500 stk	10 cm	9 cm	66 cm	
stk	1 stk				5703538007729



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast,
der også kaldes PS.