



Varenummer 5238

## Vakuumpose, klar, PA/PE, 18x27cm

- ✓ Kraftig
- ✓ Klar



### Produktbeskrivelse

Vakuumposer er en måde hvorpå man kan forlænge holdbarheden af fødevarer, da man fjerner fødevarernes kontakt med ilt.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Vakuumpose
Farve	Klar
Features	18x27cm
Materiale	PA, PE
Længde/dybde	27 cm
Bredde	18 cm
Tykkelse	90 micron
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	1935/2004/EU
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer ved temperaturer op til +90 C i maksimum 15 minutter eller op til +70 C i maksimum 2 timer eller op til +40 C i ubegrænset tid.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	41 cm	22 cm	17 cm	5703538302763
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.