

Varenummer 5239

Vakuumpose, klar, PA/PE, 30 cm, 19 cm

- ✓ Kraftig
- ✓ Klar



Produktbeskrivelse

Vakuumposer er en måde hvorpå man kan forlænge holdbarheden af fødevarer, da man fjerner fødevarernes kontakt med ilt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Vakuumpose
Farve	Klar
Materiale	PA, PE
Længde/dybde	30 cm
Bredde	19 cm
Tykkelse	90 micron
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	1935/2004/EU
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer ved temperaturer op til +90 C i maksimum 15 minutter eller op til +70 C i maksimum 2 timer eller op til +40 C i ubegrænset tid.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1000 stk	41 cm	25.5 cm	17 cm	5703538296505
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.