



Varenummer 5251

## OPP-pose, 2 l, klar, BOPP/virgin, 20x25cm, perforeret

- ✓ Perforeret
- ✓ Velegnet til alle typer fødevarer



### Produktbeskrivelse

Velegnet som emballage til fødevarer, såsom sandwich, kødpålæg og frugt.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	OPP-pose
Farve	Klar
Features	20x25cm, perforeret
Materiale	BOPP, virgin
Længde/dybde	25 cm
Bredde	20 cm
Rumindhold, netto	2 l
Tykkelse	20 micron
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006, (EF) Nr. 2024/3190, (EF) Nr. 2025/40
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	43 cm	32.3 cm	7.6 cm	5703538170072
pk	250 stk	29.5 cm	20 cm	2.5 cm	5703538170065
stk	1 stk				5703538170058



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.