



Varenummer 5251

OPP-pose, 1-lags, 2 l, klar, BOPP/virgin, 20x25cm, perforeret

- ✓ Perforeret
- ✓ Velegnet til alle typer fødevarer



Produktbeskrivelse

Velegnet som emballage til fødevarer, såsom sandwich, kødpålæg og frugt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	OPP-pose
Farve	Klar
Features	20x25cm, perforeret
Materiale	BOPP, virgin
Længde/dybde	25 cm
Bredde	20 cm
Rumindhold, netto	2 l
Tykkelse	20 micron
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	43 cm	32.3 cm	7.6 cm	5703538170072
pk	250 stk	29.5 cm	20 cm	2.5 cm	5703538170065
stk	1 stk				5703538170058



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.