



Varenummer 5323

Termoskål, Ø11,5cm, 460 ml, 470 ml, hvid, EPS

- ✓ Varmebestandig
- ✓ Isolerende



Produktbeskrivelse

Velegnet til små portioner som f.eks. suppe, pasta og ris retter, som skal holdes varmt. Anvendes ofte til skolebød.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termoskål
Farve	Hvid
Materiale	EPS
Diameter	11.5 cm
Vægt, netto	3 g
Vægt, brutto	3 g
Rumindhold, netto	460 ml
Rumindhold, brutto	470 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	67 cm	41 cm	47.5 cm	5703538915192
pk	25 stk	12 cm	12 cm	45 cm	5703538915185
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.