



Varenummer 5461

Plastbakke, 14,1x14,1x5,5cm, 585 ml, 585 ml, sort, PS, 1-rums

✓ eksklusivt udseende



Produktbeskrivelse

Denne gourmet bakke har et eksklusivt udseende, som flot præsenterer dine salater eller desserter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Sort
Materiale	PS
Længde/dybde	14.1 cm
Bredde	14.1 cm
Højde	5.5 cm
Rumindhold, netto	585 ml
Rumindhold, brutto	585 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	1935/2004/EU, 2023/2006/EC, BEK 681 25.05.2020, 10/2011/EU
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperatortolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur fra -40°C til +40°C i ubestemt tid, og op til +70°C i max 2 timer.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	0.39 m	0.4 m	0.28 m	5701022199042
pk	50 stk	0 m	0 m	0 m	5701022199059



Glas-gaffel-symbolet garanterer, at produkter er testet efter europæisk lovgivning og godkendt til fødevarerkontakt. Symbolet er obligatorisk på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.