



Produktdatablad

Låg, 29,3x14,4cm, klar, PET

Varenummer : 5463
Version : 01
Varegruppe : Låg til plastbakke
Forpakninger : 50 stk = 1 pakke
5 pakker = 1 kolli
15 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Låg
Farve: klar
Materiale: PET
Længde/dybde: 29,3 cm
Bredde: 14,4 cm
Certifikater: Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler: Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU
Produktbeskrivelse: Fuldend bakken med et låg, så indholdet beskyttes og bakkerne kan stables. Den smarte snap-on funktion gør det nemt at montere låget.
Temperatortolerance: Til alle typer fødevarer ved temperatur fra -40°C til +40°C i ubestemt tid, og op til +70°C i max 2 timer.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.