



Varenummer 5465

Plastbakke, 14,1x14,1x5,5cm, 585 ml, klar, PET, 1-rums

✓ eksklusivt udseende



Produktbeskrivelse

Bakken er velegnet til frokostsalater, tilbehør, m.m.. Fås både i sort og transparent materiale. Designet gør bakkerne meget stabelbare, idet bakkens fødder står fast i lågets udstansninger.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Klar
Materiale	PET
Længde/dybde	14.1 cm
Bredde	14.1 cm
Højde	5.5 cm
Rumindhold, brutto	585 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005, (EC) 1907/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70°C.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	400 stk	59 cm	40 cm	39.4 cm	5701022199196
pk	50 stk	35 cm	14 cm	14 cm	5701022199202
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Polyethylentereftalat er en
type plast.