



Varenummer 5465

## Plastbakke, 14,1x14,1x5,5cm, 585 ml, klar, PET, 1-rums

✓ eksklusivt udseende



### Produktbeskrivelse

Bakken er velegnet til frokostsalater, tilbehør, m.m.. Fås både i sort og transparent materiale. Designet gør bakkerne meget stabelbare, idet bakkens fødder står fast i lågets udstansninger.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Klar
Materiale	PET
Længde/dybde	14.1 cm
Bredde	14.1 cm
Højde	5.5 cm
Rumindhold, brutto	585 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005, (EC) 1907/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70°C.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	400 stk	59 cm	40 cm	39.4 cm	5701022199196
pk	50 stk	35 cm	14 cm	14 cm	5701022199202
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polyethylentereftalat er en type plast.