



Varenummer 5473

Bakke, 17,6x11,6x3,9cm, 425 ml, sort, CPET, 1-rums, 425 ml, menuserie, bired

- ✓ Eget til ovn
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer
- ✓ Tåler temperaturer fra -40°C til +220°C
- ✓ Eget til forsegling



Produktbeskrivelse

C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Farve	Sort
Features	Menuserie, bired
Materiale	CPET
Længde/dybde	17.6 cm
Bredde	11.6 cm
Højde	3.9 cm
Vægt, netto	14.5 g
Vægt, brutto	14.5 g
Rumindhold, brutto	425 ml
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	425 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	1935/2004/EU
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur -40°C til +40°C i ubestemt tid, ved temperatur op til +200°C i max 2 timer og op til +220°C i max 30 minutter.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	304 stk	39.5 cm	39.5 cm	26 cm	
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.