



Varenummer 5481

Condi bøtte, 6,1cm, Ø69mm, 155 ml, 155 ml, klar, PP, 1-rums

- ✓ Stabelbar
- ✓ Kraftig kvalitet



Produktbeskrivelse

Condibøtter er den optimale måde at organisere sine mange forskellige komponenter i et køkken. Bøtter er som sagt gode til opbevaring, men udmærker sig også til marinering og lignende af forskellige fødevarer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Condi bøtte
Farve	Klar
Materiale	PP
Højde	6.1 cm
Diameter	69 mm
Vægt, netto	7 g
Vægt, brutto	7 g
Rumindhold, netto	155 ml
Rumindhold, brutto	155 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer, FDA-godkendt
Direktiver, lovgivning og regler	90/128/ECC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperaturlolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur op til +40°C i ubestemt tid og op til +90°C i max 15 minutter.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1890 stk	0.79 m	0.4 m	0.44 m	5703538210501



Glas-gaffel-symbolet garanterer, at produkter er testet efter europæisk lovgivning og godkendt til fødevarekontakt. Symbolet er obligatorisk på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



FDA (Food and Drug Administration) er en amerikansk myndighed for fødevarer og lægemidler. FDA-godkendte produkter opfylder lovkraevne til fødevarer og lægemidler og kan derfor sælges på det amerikanske marked.