



Varenummer 5544



Gastro

Låg, ABENA Gastro, Ø8cm, klar, PS

✓ Kryds i låg til sugerør



Produktbeskrivelse

Låg til pap- og drikkebægre. Krydset i låget gør brugen af sugerør nemt anvendeligt.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Klar
Materiale	PS
Diameter	8 cm
Vægt, netto	1.5 g
Vægt, brutto	1.5 g
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer, på nær fede fødevarer, ved temperatur op til +70°C i max 2 timer, og op til +90°C i max 15 minutter.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	41 cm	40 cm	35 cm	5703538181795
pk	100 stk	18.5 cm	18.5 cm	35 cm	5703538181771
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast,
der også kaldes PS.