



Varenummer 5544



Gastro

## Låg, ABENA Gastro, Ø8cm, klar, PS

✓ Kryds i låg til sugerør



### Produktbeskrivelse

Låg til pap- og drikkebægre. Krydset i låget gør brugen af sugerør nemt anvendeligt.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Klar
Materiale	PS
Diameter	8 cm
Vægt, netto	1.5 g
Vægt, brutto	1.5 g
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må hverken anvendes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	41 cm	40 cm	35 cm	5703538181795
pk	100 stk	18.5 cm	18.5 cm	35 cm	5703538181771
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Polystyren er en type plast,  
der også kaldes PS.