



Varenummer 5545



Gastro.

## Låg, ABENA Gastro, Ø9cm, klar, PS

✓ Kryds i låg til sugerør



### Produktbeskrivelse

Låg til pap- og drikkebægre. Krydset i låget gør brugen af sugerør nemt anvendeligt.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Klar
Materiale	PS
Diameter	9 cm
Vægt, netto	1.9 g
Vægt, brutto	1.9 g
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer, på nær fede fødevarer, ved temperatur op til +70°C i max 2 timer, og op til +90°C i max 15 minutter.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	47 cm	40 cm	39 cm	5703538946110
pk	100 stk				5703538946097
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast,  
der også kaldes PS.