



Varenummer 5550

ABENA® Gastro.

Låg, ABENA Gastro, Ø10,5cm, klar, PS

✓ Kryds i låg til sugerør



Produktbeskrivelse

Låg til pap- og drikkebægre. Krydset i låget gør brugen af sugerør nemt anvendeligt.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Klar
Materiale	PS
Diameter	10.5 cm
Vægt, netto	2.5 g
Vægt, brutto	2.5 g
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må hverken anvendes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes i 2 timer ved 70°C og 15 minutter ved 100°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	800 stk	44 cm	25 cm	42 cm	5703538946233
pk	100 stk	11 cm	11 cm	39 cm	5703538946219
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.