

ABENA®

Produktdatablad

Automatbæger, Abena Gastro-Line, 8,7cm, Ø7cm, 20 cl, 21 cl, hvid, PS/calciumcarbonat

Varenummer : 5570
Version : 03
Varegruppe : Automatbæger
Forpakninger : 100 stk = 1 pakke
30 pakker = 1 kolli
18 kolli = 1 palle



Varedeklaration

| | |
|---|---|
| Produktbetegnelse: | Automatbæger |
| Varemærke: | Abena |
| Vareserie: | Gastro-Line |
| Farve: | hvid |
| Materiale: | PS, calciumcarbonat |
| Features: | antistatbehandlet |
| Højde: | 8,7 cm |
| Diameter: | 7 cm |
| Vægt, netto: | 3,4 g |
| Rumindhold, netto: | 20 cl |
| Rumindhold, brutto: | 21 cl |
| Certifikater: | Til fødevarer |
| Direktiver, lovgivning og regler: | Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU |
| Produktbeskrivelse: | Automatbæger til kaffeautomater i et unikt ECO design med lav vægt og god stabilitet. Designet til at passe til alle automater og kopholdere. |
| Opbevaringsinstruktioner: | Opbevares rent og tørt. |
| Temperaturlolerance: | Temperatur: -10 °C til +40 °C i ubestemt tid. Fra +41 °C til +70 °C i max 2 timer. |
| Sikkerhedsinstruktioner og -advarsler: | Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn. |
| Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse: | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. |
| Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage: | Kan genbruges eller forbrændes. |

Tilhørende varer: 5580, 847501, 2651, 2655, 2659