



Varenummer 5570

Gastro

## Automatbæger, Abena Gastro, 8,7cm, Ø7cm, 20 cl, 21 cl, hvid, PS/ calciumcarbonat

- ✓ Unikt design
- ✓ Stærk stabilitet
- ✓ ECO design



### Produktbeskrivelse

Automatbæger til kaffeautomater i et unikt ECO design med lav vægt og god stabilitet. Designet til at passe til alle automater og kopholdere.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Automatbæger
Varemærke	Abena
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Antistatbehandlet
Materiale	PS, calciumcarbonat
Højde	8.7 cm
Diameter	7 cm
Vægt, netto	3.4 g
Vægt, brutto	3.4 g
Rumindhold, netto	20 cl
Rumindhold, brutto	21 cl
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	10/2011/EU, Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU, 2023/2006/EC, BEK 681 25.05.2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Temperaturtolerance	Temperatur: -10 °C til +40 °C i ubestemt tid. Fra +41 °C til +70 °C i max 2 timer.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3000 stk	0.395 m	0.39 m	0.555 m	5703538182839
pk	100 stk	0.07 m	0.07 m	0.5 m	5703538182822



Glas-gaffel-symbolet garanterer, at produkter er testet efter europæisk lovgivning og godkendt til fødevarekontakt. Symbolet er obligatorisk på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.