



Varenummer 5570



Gastro

**Automatbæger, ABENA Gastro,
8,7cm, Ø7cm, 20 cl, 21 cl, hvid,
calciumcarbonat/PS, antistatbehandlet**

- ✓ Unikt design
- ✓ Stærk stabilitet



Produktbeskrivelse

Automatbæger til kaffeautomater med lav vægt og god stabilitet. Designet til at passe til alle automater og kopholdere.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Automatbæger
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Antistatbehandlet
Materiale	Calciumcarbonat, PS
Højde	8.7 cm
Diameter	7 cm
Vægt, netto	3.4 g
Vægt, brutto	3.4 g
Rumindhold, netto	20 cl
Rumindhold, brutto	21 cl
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-10°C - +90°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3000 stk	39.5 cm	39 cm	55.5 cm	5703538182839
pk	100 stk	7 cm	7 cm	50 cm	5703538182822
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast,
der også kaldes PS.



Produktet er frysesikkert.