



Varenummer 5571



Gastro

Automatbæger, ABENA Gastro, 9cm, Ø7cm, 20 cl, 21 cl, brun, PS, antistatbehandlet

- ✓ Antistatisk behandlet
- ✓ Til automater



Produktbeskrivelse

Automatbæger til kaffeautomater. Antistatisk behandlet så kopperne adskilles en efter en i automaterne.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Automatbæger
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Brun
Features	Antistatbehandlet
Materiale	PS
Højde	9 cm
Diameter	7 cm
Vægt, netto	3.4 g
Vægt, brutto	3.4 g
Rumindhold, netto	20 cl
Rumindhold, brutto	21 cl
Antal lag	2-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-10°C - +90°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3000 stk	57.6 cm	40.4 cm	40 cm	5703538363214
pk	100 stk	54.8 cm	8.2 cm	7.8 cm	5703538382420
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.



Produktet er frysesikkert.