



Produktdatablad

Automatbæger, Plast, 18cl/21 cl., højde 90 mm, hvid indvendigt/brun udvendigt, PS

Varenummer: 5571



Varedeklaration

Forpakning: 100 Stk pr. Pakke, 30 Pakke pr. Kolli, 12 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Automatbæger. Varemærke: ABENA. Vareserie: Gastro. Materiale: PS. Antal lag: 2-lags. Features: m/antistatisk behandling. Vægt, netto: 3,4 g. Vægt, brutto: 3,4 g. Højde: 9 cm. Diameter: 7 cm. Rumindhold, netto: 20 cl. Rumindhold, brutto: 21 cl. Certifikater: Til fødevarer. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt. Anvendelsestemperatur: -10°C - +90°C. Direktiver, lovgivning og regler: BEK nr 681 af 25/05/2020. Produktbeskrivelse: Automatbæger til kaffeautomater. Antistatisk behandlet så kopperne adskilles en efter en i automaterne. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes i almindelig ovn eller mikrobølgeovn. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.