

Varenummer 5574



Gastro.

**Termobæger, ABENA Gastro, 8,5cm,
Ø7,5cm, 18 cl, 20 cl, hvid, EPS, 7 oz**

- ✓ Varmeisolerende
- ✓ God stabilitet



Produktbeskrivelse

EPS er godt varmeisolerende og har en god stabilitet. Kan bruges til både varme drikke og supper.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Termobæger
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	7 oz
Materiale	EPS
Højde	8.5 cm
Diameter	7.5 cm
Vægt, netto	1.8 g
Vægt, brutto	1.8 g
Rumindhold, netto	18 cl
Rumindhold, brutto	20 cl
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Temperatur Tolerance	0 °C til +100 °C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	37.5 cm	37.5 cm	71.5 cm	5703538914959
pk	40 stk	7 cm	7 cm	68 cm	
stk	1 stk				5703538408588



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast,
der også kaldes PS.



Kan specialtrykkes.